

## GRILLE D'INSPECTION - TROUSSES DE PREMIERS SOINS INTERMÉDIAIRES

**Important :** Selon la norme **CSA Z1220-17** la vérification des troussees de premiers soins doit se faire **dès l'utilisation** de celles-ci et **ne doit pas être supérieur à 90 jours (3mois)**.

### CONTENU REQUIS

	Article	Quantité (25 travailleurs et moins par quart de travail)	Quantité (26 à 50 travailleurs par quart de travail)	Quantité (51 travailleurs et plus par quart de travail)	Conforme
	<b>Manuel de secourisme</b>	1	1	1	<input type="checkbox"/>
	<b>Ciseaux à bandage</b> en acier inoxydable (pointe en angle arrondi), minimum 14 cm (5,5 po)	1	1	1	<input type="checkbox"/>
	<b>Pince à écharde</b> ou pince à épiler (pointe fine en acier inoxydable) minimum 11,4 cm (4,5 pouces)	1	1	1	<input type="checkbox"/>
	<b>Bandages adhésifs</b> stériles, de tailles assorties (bande standard, grand, bout du doigt, jointure, grande plaque)	25	50	100	<input type="checkbox"/>
	<b>Compresse de gaze</b> stériles, emballées individuellement 7,6 cm x 7,6 cm (3 po x 3 po)	12	24	48	<input type="checkbox"/>
	<b>Compresse de gaze</b> stériles, emballées individuellement 10,2 cm x 10,2 cm (4 po x 4 po)	6	12	24	<input type="checkbox"/>
	<b>Compresse ou pansement</b> compressifs avec attaches, stériles, emballés individuellement, 10,2 cm x 10,2 cm (4 po x 4 po)	1	2	4	<input type="checkbox"/>
	<b>Compresse ou pansement</b> compressifs avec attaches, stériles, emballés individuellement, 15,2 cm x 15,2 cm (6 po x 6 po)	1	2	4	<input type="checkbox"/>
	<b>Compresse abdominale</b> stériles, emballées individuellement, 12,7 cm x 22,9 cm (5 po x 9 po)	1	2	4	<input type="checkbox"/>
	<b>Comprimés de glucose</b> , 4 g (10 par emballage) ou autre choix acceptable (bonbons durs, jus d'orange ou autre jus avec fructose)	1 emballage	2 emballages	2 emballages	<input type="checkbox"/>
	<b>Bandages élastiques</b> , longueur non étirée, emballés individuellement: 1- 5,1 cm x 1,8 m; 2- 7,6 cm x 1,8 m	1 de chaque	2 de chaque	4 de chaque	<input type="checkbox"/>
	<b>Ruban adhésif</b> ou diachylon 2,5 cm (1 po)	2,3 m	4,6 m	9,1 m	<input type="checkbox"/>
	<b>Lingettes de nettoyage des plaies</b> antiseptiques, emballées individuellement	25	50	100	<input type="checkbox"/>
	<b>Lingettes de nettoyage des mains et de la peau</b> emballées individuellement (ou équivalent)	6	12	24	<input type="checkbox"/>

	<b>Gants d'examen jetables</b> , de qualité médicale, taille unique, sans latex, sans poudre	<b>4 paires</b>	<b>8 paires</b>	<b>16 paires</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>Onguents antibiotiques</b> topiques, à usage unique	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>Sacs</b> pour le recueil de déchets biomédicaux à usage unique	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>Dispositif</b> de barrière pour réanimation cardio-pulmonaire (RCP) avec caplet unidirectionnel	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>Écharpes triangulaires</b> avec 2 épingles de sécurité 101,6 cm x 101,6 cm x 142,2 cm (40 po x 40 po x 56 po)	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>Couverture de secours</b> en aluminium ou en polyester non extensible, minimum 132 cm x 213 cm (52 po x 84 po)	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>Compresse froide instantanée</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>Garrot artériel</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>Pansements non adhérents</b> stériles, emballés individuellement 5,1 cm x 7,6 cm (2 po x 3 po)	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>Pansement de soutien élastique ou compressif</b> 7,6 cm (3 po)	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>Attelle, matelassée, malléable</b> Taille minimale 10,2 cm x 61 cm (4 po x 24 po)	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>Tampons oculaires</b> stériles et couvre-œil avec bande élastique	<b>2 ensembles</b>	<b>2 ensembles</b>	<b>4 ensembles</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>Liste du contenu</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<input type="checkbox"/>